

Шприцы SF

стерильные инсулиновые
и туберкулиновые, однократного применения



Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание

Шприцы стерильные инсулиновые и туберкулиновые, однократного применения предназначены для введения инъекционных лекарственных средств в организм человека. Шприцы предназначены для использования сразу же после наполнения и не рассчитаны на длительное содержание лекарственного средства. Являются стерильными, апиrogenными, нетоксичными медицинскими изделиями однократного применения. Предназначены только для медицинских целей. Шприцы упаковываются в индивидуальную (стерильный барьер), групповую, транспортную упаковку (короб из гофрированного картона).

Материалы:

Цилиндр: полипропилен

Шток-поршень: полипропилен, полиэтилен

Манжета (уплотнительное кольцо): натуральный или синтетический каучук

Игла: медицинская нержавеющая сталь

Качество

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.

Шприцы соответствуют следующим стандартам: ГОСТ ISO 8537, ГОСТ ISO 7886-1.

Иглы инъекционные соответствуют ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ Р ИСО 9626.

Свойства продукта

- Цилиндр обладает высокой прозрачностью, позволяющей легко контролировать наполнение шприца
- Плавный ход поршня позволяет равномерно вводить лекарственный препарат с необходимой скоростью
- Трехгранная лазерная заточка иглы и ее специальное силиконовое покрытие обеспечивают максимально безболезненную инъекцию
- Высокая степень герметичности как у двухкомпонентных, так и у трехкомпонентных шприцев не допускает протекания

Объем шприцев:	1 мл
Конструкция:	двух- / трехкомпонентные, с надетой или интегрированной иглой
Шток-поршень:	прозрачный или цветной
Наконечник шприца:	Луер
Индивидуальная упаковка:	полипак, блистер
Срок годности:	5 лет
Метод стерилизации:	газовая (этиленоксид)

Наименование продукта	Размер иглы, Gauge	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Фирменная цветовая кодировка шприца	Количество в групповой упаковке, шт.	Артикул
<i>Шприцы стерильные инсулиновые однократного применения (трехкомпонентные)</i>						
1 мл U-100 с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Оранжевый	100	10.101.010
1 мл U-40 с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Красный	100	10.101.011
1 мл U-100 с надетой иглой, упаковка полипак	26G x ½"	0,45	12	Оранжевый	100	10.100.011
1 мл U-40 с надетой иглой, упаковка полипак	26G x ½"	0,45	12	Красный	100	10.100.010
1 мл U-100 с интегрированной иглой, упаковка полипак	29G x ½"	0,33	12,7	Оранжевый	100	10.109.077
1 мл U-40 с интегрированной иглой, упаковка полипак	29G x ½"	0,33	12,7	Красный	100	10.109.078
<i>Шприцы стерильные инсулиновые однократного применения (трехкомпонентные)</i>						
1 мл U-100 с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Оранжевый	100	10.200.001
1 мл U-40 с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Красный	100	10.200.002
<i>Шприцы стерильные туберкулиновые однократного применения (трехкомпонентные)</i>						
1 мл с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Желтый	100	10.101.012
1 мл с надетой иглой, упаковка полипак	26G x ½"	0,45	12	Желтый	100	10.100.012
<i>Шприцы стерильные туберкулиновые однократного применения (двухкомпонентные)</i>						
1 мл с надетой иглой, упаковка блистер	26G x ½"	0,45	12	Желтый	100	10.200.003

 Маркировка

CE
0483



STERILE | EO