

Перчатки SF

диагностические латексные нестерильные



Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание

Перчатки диагностические латексные нестерильные изготовлены из натурального каучукового латекса.

Перчатка состоит из ладонной и тыльной части, пальцев и манжеты с валиком, закрученным внутрь. Перчатки имеют неанатомическую (плоскую) форму и прямые пальцы, т.е. каждая перчатка может надеваться и на правую, и на левую руку.

Выпускаются перчатки, имеющие следующие варианты отделки поверхности:

- Неопудренные с текстурированной поверхностью ладони и пальцев;
- Опудренные с гладкой поверхностью.

Материалы:

Натуральный каучуковый латекс.

Качество

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.

Перчатки отвечают требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 52239, ГОСТ EN 455-1, ГОСТ Р 52770, Европейской директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС.

Свойства

- Перчатки латексные хорошо тянутся, плотно облегают руку, мягкие и эластичные.
- Латекс может вызывать аллергические реакции.

Перчатки изготавливаются различных размеров:

Доступные размеры	Длина, мм, не менее	Ширина ладони, мм	Толщина материала, мм, не менее			
			Гладкая поверхность		Текстурированная поверхность	
			Палец	Центр ладони	Палец	Центр ладони
S*	240	80±10	0,08	0,22	0,11	0,23
M**		95±10				
L***		110±10				
XL****		>110				

* малый

**средний

***большой

****сверхбольшой

Ассортимент продукции

Наименование продукта	Размер	Количество в групповой упаковке, пары	Артикул
Перчатки диагностические латексные нестерильные опудренные	S	50	21.302.016
Перчатки диагностические латексные нестерильные опудренные	M	50	21.302.017
Перчатки диагностические латексные нестерильные опудренные	L	50	21.302.018
Перчатки диагностические латексные нестерильные опудренные	XL	50	21.302.019
Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные	S	50	21.303.047
Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные	M	50	21.303.048
Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные	L	50	21.303.049
Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные	XL	50	21.303.050

 Маркировка

