

# Иглы SF

медицинские инъекционные  
однократного применения, стерильные



## Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

## Описание

Иглы медицинские инъекционные однократного применения, стерильные предназначены для парентерального введения лекарственных препаратов, отбора крови, а также для комплектации шприцев однократного применения.

Игла инъекционная состоит из металлической трубки, один конец которой заточен, а второй соединен с головкой, предназначенной для присоединения к коннектору типа Луер и Луер-Лок. Головка имеет цвет, обозначающий номинальный наружный диаметр иглы.

Иглы инъекционные поставляются с надетыми защитными колпачками.

Стерильные иглы упаковываются в индивидуальную (стерильный барьер), групповую, транспортную упаковку (короб из гофрированного картона).

### Материалы:

Трубка иглы: медицинская нержавеющая сталь;  
головка и защитный колпачок: полипропилен.

## Качество

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.

Иглы инъекционные соответствуют ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ Р ИСО 9626.

## Свойства

- Применение: для подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций
- Иглы имеют трехгранную заточку острия иглы
- Трубка иглы изготовлена из нержавеющей медицинской стали
- Специальное силиконовое покрытие

Размеры игл:	17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G
Головка иглы:	прозрачная, Луер, Луер-Лок
Индивидуальная упаковка:	блистер
Срок годности:	5 лет
Метод стерилизации:	газовая (этиленоксид)

Наименование продукта	Размер иглы, Gauge	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Цвет головки иглы	Количество в групповой упаковке	Артикул
<i>Иглы</i>						
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	18 G x 1½"	1,2	40	Розовый	100	10.105.038
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	20G x 1½"	0,9	40	Желтый	100	10.105.040
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	21G x 1½"	0,8	38	Темно-зеленый	100	10.105.041
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	21G x 1½"	0,8	40	Темно-зеленый	100	10.105.042
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	22G x 1½"	0,7	38	Черный	100	10.105.043
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	22G x 1½"	0,7	40	Черный	100	10.105.044
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	23G x 1"	0,6	25	Темно-синий	100	10.105.045
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	23G x 1¼"	0,6	30	Темно-синий	100	10.105.046
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	26G x ½"	0,45	12	Коричневый	100	10.105.050
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	27G x ½"	0,4	13	Светло-серый	100	10.105.051
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	28G x ½"	0,36	12	Лазурный	100	10.105.052
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	29G x ½"	0,33	12,7	Красный	100	10.105.053
Игла медицинская инъекционная однократного применения, стерильная	30G x ½"	0,3	13	Желтый	100	10.105.054

 Маркировка

CE  
0483



STERILE EO