

Перчатки SF

диагностические нитриловые нестерильные



Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание

Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные изготовлены из нитрильного каучука. Перчатка состоит из ладонной и тыльной части, пальцев и манжеты с валиком, закрученным внутрь. Перчатки имеют неанатомическую (плоскую) форму и прямые пальцы, т.е. каждая перчатка может надеваться и на правую, и на левую руку. Неопудренные перчатки имеют текстурированную поверхность ладони и пальцев.

Материалы:

Бутадиен-нитрильный карбоксилатный каучук (международная аббревиатура - XNBR).

Качество

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485. Перчатки отвечают требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 52239 (пп. 6.2, 6.3), ГОСТ 32337, ГОСТ EN 455-1, ГОСТ Р 52770, Европейской директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС.

Свойства

- Перчатки обладают отличной механической прочностью.
- Сохраняют форму кисти в течение нескольких минут после снятия с руки.
- Устойчивы к воздействию широкого спектра щелочей, масел, кислот, жиров.
- Не содержат белков, вызывающих аллергические реакции.
- Устойчивы к стиранию.

Перчатки изготавливаются различных размеров:

Доступные размеры	Длина, мм, не менее	Ширина ладони, мм	Толщина материала, мм, не менее	Доступные цвета
S* M** L*** XL****	240	80±10 95±10 110±10 ±120	0,05	Синий Белый Черный Васильковый Фиолетовый

* малый
** средний
*** большой
**** сверхбольшой

Ассортимент продукции

Наименование продукта	Размер	Цвет	Количество в групповой упаковке, пары	Артикул
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Синий	50	21.304.002
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Синий	50	21.304.003
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Синий	50	21.304.004
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	XL	Синий	50	21.304.005
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Синий	100	21.312.073
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Синий	100	21.312.074
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Синий	100	21.312.075
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Черный	50	21.304.007
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Черный	50	21.304.008
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Черный	50	21.304.009
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	XL	Черный	50	21.304.010
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Белый	50	21.304.012
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Белый	50	21.304.013
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Белый	50	21.304.014
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	XL	Белый	50	21.304.015
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Васильковый	50	21.304.017
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Васильковый	50	21.304.018
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Васильковый	50	21.304.019
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	XL	Васильковый	50	21.304.020
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Фиолетовый	100	21.304.022
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Фиолетовый	100	21.304.023
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Фиолетовый	100	21.304.024
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	S	Фиолетовый	50	21.304.027
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	M	Фиолетовый	50	21.304.028
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	L	Фиолетовый	50	21.304.029
Перчатки диагностические нитриловые нестерильные неопудренные	XL	Фиолетовый	50	21.304.030


Маркировка
