

# Перчатки медицинские хирургические латексные

Стерильные и нестерильные  
опудренные и неопудренные



## Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

## Описание продукта

-  Перчатки медицинские хирургические изготовлены из натурального латекса, предназначены для одноразового использования при проведении хирургических операций, медицинских исследований, диагностических процедур. Обеспечивают надежный биологический барьер с целью защиты пациента и медицинского работника (пользователя) от взаимного заражения. Перчатки являются апирогенными, нетоксичными медицинскими изделиями однократного применения.
-  Выпускаются в вариантах исполнения:
  - опудренные и неопудренные
  - стерильные и нестерильные
-  Перчатки имеют анатомически правильную форму (расположение большого пальца в направлении ладони, с делением на правую и левую руку). Удлиненная манжета закатана в валик, препятствующий сползанию перчаток.
-  Перчатки имеют текстурированную поверхность в области ладоней и пальцев, обеспечивающую надежный захват инструментов и сцепление с контактными поверхностями. Перчатки имеют светло-желтый оттенок.
-  AQL (приемлемый уровень качества) - 1,5, соответствует Межгосударственным стандартам EN 455 1-4, ASTM D3577.
  - Размерный ряд перчаток: от 5,0 до 9,5
  - Длина перчатки (размер 7), не менее 270 мм
  - Ширина ладони (размер 7), не менее 89±5 мм
  - Толщина материала – не менее 0,13 мм
-  Стерильные перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Внешняя упаковка является защитной, легко вскрывается. Внутренняя индивидуальная упаковка (в виде бумажного саше) имеет четкую маркировку с обозначением указания на левую и правую руку и сохраняет стерильность перчаток в период вскрытия внешней упаковки до момента надевания.
-  Нестерильные перчатки упакованы в прочную картонную коробку, имеющую два внутренних блока с обозначением указания на левую и правую руку по 50 пар. Упаковка обеспечивает сохранность качества изделий при транспортировке и хранении.
-  Маркировка упаковки содержит всю информацию, необходимую для идентификации и безопасного использования медицинских изделий.

# Перчатки медицинские хирургические латексные

Стерильные и нестерильные  
опудренные и неопудренные



## Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

## Материал:

Материал: натуральный каучук (латекс)

## Качество:

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485

Перчатки хирургические соответствуют стандарту ГОСТ Р 52238

## Свойства продукта:

- Отсутствие пудры в неопудренных перчатках предохраняет от возможного загрязнения ран и лабораторных образцов
- Удлиненная манжета закатана в валик, что препятствует сползанию перчаток
- Текстурированный рисунок в области ладони и пальцев позволяет надежно захватывать инструменты
- Перчатки имеют светло-желтый оттенок
- Упаковка: индивидуальная (только для стерильных перчаток), групповая, транспортная
- Стерилизация (только для стерильных перчаток): радиационная (гамма-излучение)
- Срок годности: 5 лет

Наименование продукта	Размер	Количество в групповой упаковке, пар	Артикул
<i>Перчатки хирургические неопудренные стерильные</i>			
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	6,0	50	21.201.008
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	6,5	50	21.201.009
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	7,0	50	21.201.010
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	7,5	50	21.201.011
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	8,0	50	21.201.012
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	8,5	50	21.201.013
Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные	9,0	50	21.201.014

Наименование продукта	Размер	Количество в групповой упаковке, пар	Артикул
<i>Перчатки хирургические опудренные стерильные</i>			
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	6,0	50	21.200.001
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	6,5	50	21.200.002
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	7,0	50	21.200.003
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	7,5	50	21.200.004
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	8,0	50	21.200.005
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	8,5	50	21.200.006
Перчатки хирургические латексные стерильные опудренные	9,0	50	21.200.007
<i>Перчатки хирургические опудренные нестерильные</i>			
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	6,0	50	21.300.001
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	6,5	50	21.300.002
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	7,0	50	21.300.003
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	7,5	50	21.300.004
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	8,0	50	21.300.005
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	8,5	50	21.300.006
Перчатки хирургические латексные нестерильные опудренные	9,0	50	21.300.007

 Маркировка продукции:

