

Перчатки SF

диагностические виниловые нестерильные



Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание

Перчатки диагностические виниловые нестерильные опудренные и неопудренные изготовлены из поливинилхлоридного пластика (поливинилхлорида, ПВХ). Перчатка состоит из ладонной и тыльной части, пальцев и манжеты с валиком, закрученным внутрь.

Перчатки имеют неанатомическую (плоскую) форму и прямые пальцы, т.е. каждая перчатка может надеваться и на правую, и на левую руку. Перчатки имеют гладкую поверхность.

Материалы:

Поливинилхлоридный пластикат (поливинилхлорид, ПВХ), из которого изготовлены перчатки, является продуктом полимеризации винилхлорида.

Качество

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ИСО 13485.

Перчатки отвечают требованиям национальных стандартов ГОСТ Р 52239 (пп. 6.2, 6.3), ГОСТ 32337, ГОСТ EN 455-1, ГОСТ Р 52770, Европейской директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС.

Свойства

- Для защиты при небольшом уровне опасности инфицирования или загрязнения.
- Высокая степень чувствительности при тактильном контакте, антистатичны.
- Не содержат белков, вызывающих аллергические реакции.
- Материал перчаток бесцветный, прозрачный.

Перчатки изготавливаются различных размеров:

Доступные размеры	Длина, мм, не менее	Ширина ладони, мм	Толщина материала, мм, не менее
S*	240	80±10	0,05
M**		95±10	
L***		110±10	

* малый

** средний

*** большой

Срок годности: 5 лет

Ассортимент продукции

Наименование продукта	Размер	Количество в групповой упаковке, пары	Артикул
Перчатки диагностические виниловые нестерильные неопудренные	S	50	60.100.002
Перчатки диагностические виниловые нестерильные неопудренные	M	50	60.100.003
Перчатки диагностические виниловые нестерильные неопудренные	L	50	60.100.004

 Маркировка
